





*Optimal för användare som helt eller delvis kan stödja på båda benen*



*Anatomiska handtag som kan roteras för att passa användaren*



*Handledsbandet gör handen fri*



*Ingrid-serien tillverkas i Segeltorp och i Gislaved*

## INGRID Krycka

Ingrid krycka är resultatet av ett samarbete mellan sjukgymnaster, ortopedier och specialister inom ergonomisk design.

Det unika med Ingrid krycka är att underarmsstödet är lutat bakåt, istället för att gå rakt upp som på en standardkrycka. Detta gör att kroppstyngden fördelas jämnare över underarm och hand, vilket minskar risken för överbelastning och smärta i händerna.

### För den som helt eller delvis stöder på båda benen

Traditionella kryckor, där underarmsstödet går rakt upp, är gjorda för att vara så bra som möjligt för användare som hoppar fram på kryckorna. Till exempel för användare vilka har ett gipsat ben som de inte kan stödja på.

Den större lutningen hos Ingrid krycka är istället designad för att vara optimal för den andra användargruppen. De användare som helt eller delvis kan stödja på båda benen, men behöver en eller två kryckor när de tar sig fram.

### Anatomiska handtag och fodrad bygel

Kryckan har mjuka handtag som är anatomiskt utformade för vänster respektive höger hand. Handtagen kan dessutom roteras och därmed anpassas individuellt till användaren.

Underarmen stöds mot en bygel, som är mjukt fodrad med tyg. Höjden på bygeln går att ställa in efter användarens önskemål.

### Handledsband

Kryckan har även ett handledsband över underarmen som gör att handen när som helst kan bli fri, vilket gör det möjligt att hälsa, betala i en kassa, öppna en dörr o.s.v. utan att kryckan ramlar i golvet.

### Klassificeras som RA-krycka

Ingrid krycka har av Hjälpmedelsinstitutet klassificeras som en s.k. RA-krycka, eftersom den på ett unikt sätt avlastar armbåge, handled och hand.